





BAFFIN BUGGY

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



№	Параметры	Обозначение	Размер
			М
1	Рост пользователя		6 месяцев – 125 см
2	Расстояние между упорами для бёдер (ширина сиденья)	SW	16 ÷ 36 см
3	Глубина сиденья	SD	20 ÷ 30 см
4	Угол наклона сиденья	TA	-45° ÷ +15°
5	Высота спинки	BH	55 см
6	Угол наклона спинки	BA	20° ÷ 90°
7	Высота боковых упоров	LH	17 ÷ 30 см
8	Расстояние между боковыми упорами	LR	15 ÷ 27 см
9	Расстояние между упорами для головы	HR	16 ÷ 22 см
10	Длина подножки	FH	16 ÷ 35 см
11	Длина опоры для стоп	FL	15 см
12	Угол наклона подножки	FA	0° ÷ 90°
13	Угол наклона опоры для стоп	FA1	0° ÷ 20°
14	Высота сиденья	SH	59 см
15	Длина основы	BL	84 см
16	Ширина основы	BW	68 см
17	Диаметр передних колёс	WDF	24 см
18	Диаметр задних колёс	WDR	30 см
19	Высота ручки для сопровождающего лица	HH	77 ÷ 115 см
20	Максимальный вес пациента		65 кг
21	Масса коляски		20,5 кг